

Bodygram PLUS sottoscrizione

Bodygram PLUS subscription	€ 182,50	annuale (€ 152,00 se sottoscritto entro 30gg della demo)
Rinnovo annuale abbonamento	€ 152,00	

Formula in abbonamento (sottoscrizione - subscription)

E' un modo flessibile di utilizzo della piattaforma Bodygram Plus. La formula in abbonamento permette di ottenere l'accesso continuo a tutte le funzionalità di Bodygram Plus ad una modica cifra annuale. Gli abbonati ricevono l'accesso ad ogni aggiornamento ed ogni nuovo modulo pubblicato per tutto il periodo della sottoscrizione. Se le esigenze di lavoro lo richiedono, la sottoscrizione può essere temporaneamente sospesa (massimo 3 mesi per ogni anno).

Bodygram Plus acquisto

Bodygram Plus Basic (nessun modulo aggiuntivo)	€ 299,00	
Bodygram Plus Basic + 1 Modulo	€ 399,00	
Bodygram Plus Basic + 2 Modulo	€ 449,00	
Bodygram Plus Basic + 3 Modulo	€ 499,00	(€ 449,00 se acquistato entro 30gg della demo)
Moduli aggiuntivi	€ 109,00	Cad.

Bodygram Plus FULL

Comprende la versione BASIC più i tre moduli pubblicati a Gennaio 2017

- Modulo Calo Ponderale
- Modulo Interpretive
- Modulo Antropometrico

Nota bene:

Bodygram Plus si installa in locale sul PC - Per il suo utilizzo non è necessario essere online .

L'accesso ad Internet è necessario solo nelle fasi di installazione ed attivazione ed una volta al mese per controllare l'eventuale presenza di aggiornamenti.

Per provare Bodygram PLUS: Bodygram Plus Full version è disponibile per una prova gratuita di 30 giorni: Scarica Bodygram PLUS da qui ed attiva la tua demo in pochi passi

Come ordinare Bodygram PLUS: Attiva Bodygram Plus oggi, contatta il Tuo rivenditore o scrivi all'indirizzo Bodygram@akern.com per ricevere tutte le istruzioni. Ricorda di Fornire informazioni sul modello e numero di serie dello strumento e tipo software in uso.

Informazioni tecniche

Bodygram PLUS è classificato come dispositivo medico di classe I secondo la Direttiva 93/42/CEE) e come dispositivo medico di Classe A secondo la Direttiva EN 62304:2006.

Tipologia di programma: WPF C#

Tipologia database: Microsoft SQL

Accesso al DB: locale o con percorso di rete, tramite utilità presente nel software.

Cartella di installazione Database e file di config: nome utente/documenti/Bodygram PLUS

Modalità di installazione: ClickOnce utente User

Prerequisiti: Microsoft .NET framework 4.5, SQL engine

Licenza: Tramite chiave di attivazione richiedibile Online e Offline

Rispetto della Privacy sui pazienti: nomi dei pazienti criptati nell'accesso diretto al DB

Requisiti di sistema

Compatibile con sistemi operativi Windows Vista, 7, 8 Pro, 8.1 Pro, 10

Risoluzione minima di schermo 1280x800 (consigliata 1920 X 1080 HD, accettata 1366x768)

Processore Dual Core 1GHz

RAM 2 GB (4 GB consigliati)

1,5 GB di spazio libero su disco